



Die neue Dentale Tisch-Behandlungseinheit fasziniert mit hervorragender technologischer Performance, progressivem Design und digitalem Beratungssystem für den Tierbesitzer und den Tierzahnarzt in den tägliche Arbeit von der Allgemiene Beratung und Diagnostik bis zur Zahnüberkronung. Wählen Sie zwischen dem Einstieigermodell IVDU Maliene und IVDU Orianne Performance1 mit verschiedene LED Dentale OP-Lampen und Behandlungseinheit-Trays.

Viel Spass Kollegen!





INTEGRAL VETERINARY DENTAL UNIT
MALIENA II
 ORIYENA dental



INTEGRAL VETERINARY DENTAL UNIT
Orianne II
 ORIYENA dental



Optional





**VET
DENTIST**
ORIYENA dental



elvira SUPERIORITY
DENTISTRY
dental unit
design made in hamburg



Mikromotor



Scaler mit LED-Licht



Woodpecker Scaler Aufsätze



Highspeed Turbine



1:1 LED Winkelstück



1:5 LED Winkelstück



1:1 LED Handstück



Fußpedal



Highspeed Turbine



Polymerisationslicht

Gratis
Ausstattung für alle
Dentaleinheiten*

**VET
DENTISTII**
ORIYENA dental

*beim VetDentist1 ist kein Polymerisationslicht dabei

Bohrerset-
Jahrespackung




1. BOHRER-SET FÜR KATZEN	
FG SS #1/4	Menge 1 Bohrer
FG SS # 4	Menge 2 Bohrer
FG SS # 8	Menge 1 Bohrer
FG # 702	Menge 1 Bohrer
FG SS # 33 ½	Menge 1 Bohrer
FG # 701	Menge 1 Bohrer
FG # 701L	Menge 2 Bohrer

2. BOHRER-SET FÜR KLEINERE HUNDE	
FG #4	Menge 2 Bohrer
FG # 6	Menge 2 Bohrer
FG # 8	Menge 1 Bohrer
FG SS # 35	Menge 1 Bohrer
FG # 1558	Menge 1 Bohrer
FG # 701 L	Menge 1 Bohrer
FG Surg # 702 L	Menge 2 Bohrer

3. BOHRER-SET FÜR GROSSE HUNDE	
FG #6	Menge 2 Bohrer
FG # 8	Menge 1 Bohrer
FG SS # 35	Menge 1 Bohrer
FG # 1558	Menge 1 Bohrer
FG # 702	Menge 1 Bohrer
FG # 703	Menge 1 Bohrer
FG Surg # 702 L	Menge 1 Bohrer
FG Surg # 702LL	Menge 2 Bohrer



www.oriyena-dental.com



Oriyena Dental Hamburg GmbH • Wielandstraße 15 • D 22089 Hamburg

Tel. +49 40 63311060 • Fax. +49 40 63311062 • Mob. +49 171 9984976 • Email: office@oriyena-dental.com • www.oriyena-dental.com



Bestellungen an:
office@oriyena-dental.com



HIGHSPEED TURBINE
FORL/CATS



Oriyena Dental Hamburg GmbH
Wielandstr. 15 • 22089 Hamburg
Tel.: 040 / 28801-6830 | E-Mail: office@oriyena-dental.com

www.oriyena-dental.com

High-Speed Dental Luftturbine für FORL/KATZEN/CATS
Mini head, Push button, Fiber optic, 3 hole Spray
Head size: Ø9,0 x Ø10,60 mm, Speed 380 000 - 450 000 rpm, Noise ≤70 dB



HIGHSPEED TURBINE DOG M

High-Speed Dental Luftturbine für Hunde / Dogs M

Standard head, Push button, Fiber optic, 3 hole Spray, Anti-Retraction

Head size: Ø10,8 x Ø13,00 mm, Speed 380 000 - 380 000 rpm, Noise ≤70 dB



HIGHSPEED TURBINE DOG L

High-Speed Dental Luftturbine für Hunde / Dogs L

Big head, Push button, Fiber optic, 3 hole Spray, Anti-Retraction

Head size: Ø12,5 x Ø13,00 mm, Speed 300 000 - 380 000 rpm, Noise ≤70 dB