

Oriyena Dentaleinheit "Vetdentist Professional"

Endlich mit integrierter Scaler und Mikromotor und integriertem LED-Licht serienmässig.



State of the Art Veterinary Dentistry

Oriyena Dentaleinheit "Vetdentist Professional"

Die von Tierzahnärzten für Tierzahnärzte entwickelte Kompakt-Dentaleinheit zur Optimierung und Vereinfachung des professionellen, alltäglichen Einsatzes in tierzahnärztlichen Praxen und Kliniken. Die Einheit entspricht im vollen Umfang den Richtlinien und Qualitätsstandards der Gesellschaft für Tierzahnheilkunde und verfügt über in Europa notwendige CE-Zertifizierung. NSK-Kompatible.



1.-Scaler mit LED-Licht serienmässig



2.-Integrierter Mikromotor



3.-Steuerungspanel des Mikromotors und Sekretbehälter



4.-Steuerungspanel der Dentaleinheit



5.-Fußpedal



6.-Rollen

Diese professionelle Dentaleinheit "Vetdentist" beinhaltet:

1.-Scaler mit LED-Licht serienmässig

(Eingangsleistung: 24V- 50Hz/60Hz 1.3A; Ausgangsleistung: 3W - 20W, Frequenz 28kHz \pm 3kHz, Wasserdruck 0.1 bar-5bar (0.01 MPa -0.5MPa), Abmessungen 74x56x38mm)

2.-Scaler Handstück

mit 5 Scaler-Aufsätze/Spitzen (G1, G2, G3, G4, P1)

3.-Integrierter Mikromotor

passend für Winkelstücke & Handstücke mit der Umsetzung 1:5; 1:1, 16:1 und integriertem LED-Licht (Geschwindigkeit 2000-40,000 UpM; Eingangsleistung AC 24v /DC 36v; 60 W, Geräuschbelastung \leq 60dB, Drehmoment 3.4Ncm.

4.- Steuerungspanel des Mikromotors

mit der Umsetzung 1:5; 1:1, 16:1 mit Touchscreen

5.- Anschluss für hochtourige Turbine mit Wasser und LED-Licht

(Leerlaufdrehzahl (Luftdruck 0.22 MPa) \geq 35x10⁴ Upm)

6.- Anschluss für niedrigtourige Turbine mit Wasser und LED-Licht

(Leerlaufdrehzahl (Luftdruck 0.30 MPa) \geq 18x10³ Upm)

7.- Dreiwegespritze (Wasser, Luft und Spray)

(Luftdruck: 0.5-0.8 MPa, Wasserdruck: 0.2-0.4 MPa, Luftverdrängung: 55 L/min)

8.- Zweiflaschensystem für Wasser und Abwasser

9.- Vollautoklavierbares Abwasser-Saugsystem

10 - Sekretbehälter

11.- Ölfreier, geräuschminimierter, leistungsstarker und wartungsarmer Kompressor "Blauer Komet"

12 - Fußpedal

13 - Steuerungspanel für sämtliche Funktionen

Adresse: Oriyena Dental UG, Wielandstr 15, D 22089 Hamburg

Tel.+49 40 63311060 Fax. +49 40 63311062 Mob. +491719984976

Email: office@oriyena-dental.com

www.oriyena-dental.com