

**Tierzahnheilkunde für
alle Kollegen**



EIN NEUES ZEITALTER DER TIERZAHNHEILKUNDE

IVDU, Fortschrittlichste Technologien
für die Tierzahnheilkunde

Die Integral Veterinary Dental Units in tierärztlichen Praxen und Kliniken bundes- und europaweit haben wir über Jahre Rückmeldungen unserer Kunden gesammelt.

Dank dieser Erfahrungsberichte war es uns möglich, die **IVDUs Maliena® und Orianne®** weiterzuentwickeln. In ihrem Konzept vereinen sie Elemente der Humanmedizin wie die Beratung direkt am Patienten, intraorale Diagnostik und Überwachung von Bronchoaspiration und weiterer Parameter zur Überwachung der Narkose. Die Fusion dieser Elemente ermöglicht eine neue Dynamik der Tierzahnheilkunde auf hohem Niveau.

Beide Integral Veterinary Dental Units sind ein Vorsprung exzellenter Technologie, die dem Patienten eine komfortable Umgebung und Ihnen als Tierzahnärztin/-arzt ein chirurgisch sicheres und vielseitiges Arbeitsumfeld bietet, in dem Sie Diagnostik, Beratung und Behandlung durchführen können.

Komplettlösung für Tierzahnheilkunde in Kliniken und Praxen

Tierzahnärztliche Behandlungstische MALIENA und ORIANNE Generation II

Tierzahnarztelement mit 10 Instrumentenpositionen / Systeme

1. Zahnsteinentfernungsgerät „Woodpecker“ mit Piezo und LED-Licht
2. erste luftbetriebene High-Speed-Turbine mit 6-Loch-Anschluss (LED kompatibel)
3. zweite luftbetriebene High-Speed-Turbine mit 6-Loch-Anschluss (LED kompatibel)
4. elektrischer Mikromotor ORIYENA Eppendorf HH400 EM:4U2 Plus
5. eingebaute Polymerisationslampe (Aushärtungslicht) mit zwei Stufen
6. 3-Wege-Spritze (Wasser, Luft und Gemischt aus Wasser und Luft)
7. Absaugungssystem für Hunde
8. Absaugungssystem für Katzen
9. Mikromotor-Bedienung per Touch-Pad
10. Zusatztray für Normtrays

Behandlungstisch mit 9 Funktionen:

1. elektrisch höhenverstellbar von 75 cm bis zu 105 cm
2. zuverlässig, standfest und wartungsfrei
3. Hubsystem bis 185 kg
4. elektrische Kippfunktion bis zu 15 Grad, um Wasseraspersion zu verhindern
5. Edelstahlrost mit integrierter Zahnsteinwanne und Abfluss
6. pneumatischer Fußschalter mit sechs Funktionen
7. Steckdosenleiste mit fünf Steckdosen und Notfall-Schalter
8. Infusionsständer für Infusion und Infusomat
9. Schalter für Wasser und Gemisch aus Wasser mit Hexarinse eingebaut



Scaler mit LED-Licht



Woodpecker Scaler Aufsätze



Polymerisationslicht



Patientenkommunikation und Beratung:

OSAVision Full HD 22 Zoll Monitor mit Intraoral-Kamera: Zeigen Sie dem Tierbesitzer, wo der Schmerz lokalisiert ist. Ein Novum für Tierzahnärzte, wodurch Ihre fachliche Beratung für die Tierbesitzer noch verständlicher wird!

Diagnostik-Röntgen:

intraorales Röntgen-System von Toshiba oder Hitachi

optional: CMOS Sensorsystem für digitale Röntgenaufnahmen in Größe 1 für Katzen: (36,8 mm x 25,4 mm) ODER/UND Größe 2 für Hunde (44,3 mm x 32,3 mm)



Röntgen-System (inklusive)

Tierzahnarztassistenten- und Tierzahnarthelfer-Element

1. Schwebendes Tierzahnarztassistenten- und Tierzahnarthelfer-Element mit hängenden Instrumentenschläuche (Orianna II) oder Peitschen-Instrumentenschläuchen (Malienna II)
2. große Absaugvorrichtung für Hunde
3. kleine Absaugvorrichtung für Katze
4. 3-Wege-Spritze
5. zusätzliche Steuerung für den Behandlungstisch
6. Behandlungsleuchte/OP-Leuchte mit Kontroll-Paneel



Highspeed Turbine

Behandlungsleuchte/OP- LED Leuchte

Wahl zwischen zwei LED-Behandlungslampen: kleine Lampe mit 6 LEDs und 20.000-42.100 Lux oder große Lampe mit 28 LEDs und 140.000 Lux, beide mit Infrarot-Sensor für gelbes Licht



1:1 LED Handstück

Gratis Turbinen-Starterset:

Handstück blau mit 1:1 LED-Licht

Winkelstück rot 1:5 mit LED-Licht

Winkelstück blau 1:1 mit LED-Licht

Highspeed-Turbine mit LED-Licht



1:1 LED Winkelstück

Zusatzinformationen:

Die neue integrale Tierzahnheilkunde-Behandlungseinheit ist kompatibel mit NSK-Equipment und wird inklusive eines gratis Turbinen-Startersets ausgeliefert.

Gratis
Ausstattung für alle
Dentaleinheiten*



Mikromotor-Bedienung



Mikromotor



1:5 LED Winkelstück

ORIYENA X-RAY

mit CMO-Software für Katzen und Hunde

VET
DENTISTII
ORIYENA dental

ORIYENA dental
veterinary dentistry equipment

VDR SENSOR 1/2



+



Intraoral-Sensor 1
39,0 x 28,5mm / für Katzen
(Sonderangebot) Listenpreis: 4.300€

CMOS Dental Detektor für direkte
Intraorale Röntgenaufnahmen
Größe: 44.3mm x 32.3mm
Detektorbereich: 27mm x 36mm Sensor
Chip Typ: CMOS APS
Glasfaserplatte: vorhanden
Größe: 44.3mm x 32.5mm
Aktive Oberfläche: 36mm x 27mm x 6,7-972mm²
Pixelgröße: 18.5 µm
Aktive Pixel: 2. 7M (1920*1440)
Auflösung: 271p/mm
Anschluss: USB
Betriebssystem: Windows2000/xp/
win7 /win8/win8.1/win10 (32bit&64bit)

Intraoral-Sensor 2
44,3 x 32,3mm / für Hunde
(Sonderangebot) Listenpreis: 4.999€

CMOS Dental Detektor für direkte
Intraorale Röntgenaufnahmen
Größe: 44.3mm x 32.3mm
Detektorbereich: 27mm x 36mm Sensor
Chip Typ: CMOS APS
Glasfaserplatte: vorhanden
Größe: 44.3mm x 32.5mm
Aktive Oberfläche: 36mm x 27mm x 6,7-972mm²
Pixelgröße: 18.5 µm
Aktive Pixel: 2. 7M (1920*1440)
Auflösung: 271p/mm
Anschluss: USB
Betriebssystem: Windows2000/xp/
win7 /win8/win8.1/win10 (32bit&64bit)

VDR SENSOR 4




Intraoral-Sensor 4
77,1 x 53,8mm / für größere Hunde
(Sonderangebot) Listenpreis: 6.700€

CMOS Dental Detektor für direkte
Intraorale Röntgenaufnahmen
Größe: 44.3mm x 32.3mm
Detektorbereich: 27mm x 36mm Sensor
Chip Typ: CMOS APS
Glasfaserplatte: vorhanden
Größe: 44.3mm x 32.5mm
Aktive Oberfläche: 36mm x 27mm x 6,7-972mm²
Pixelgröße: 18.5 µm
Aktive Pixel: 2. 7M (1920*1440)
Auflösung: 271p/mm
Anschluss: USB
Betriebssystem: Windows2000/xp/
win7 /win8/win8.1/win10 (32bit&64bit)



Tierzahnheilkunde für
alle Kollegen



Tierzahnheilkunde für alle Kollegen

Neu konzipiert, modern und leistungsfähig.

Der neue VetDentist Professional II bietet alles, was Sie brauchen, vom Scaler bis zum Mikromotor. Sogar eine Einheit mit 6-LED-OP-Beleuchtung ist enthalten.

VETDENTIST II + 6 LED OP Lampe & Beratungsmonitor

Mit 8 Instrumentenpositionen

- 1 Zahnsteinentfernungsgerät „Woodpecker“ mit Piezo und LED-Licht
- 2 erste luftbetriebene High-Speed-Turbine mit 6-Loch-Anschluss (LED kompatibel)
- 3 zweite luftbetriebene High-Speed-Turbine mit 6-Loch-Anschluss (LED Kompatibel)
- 4 elektrischer Mikromotor ORIYENA Eppendorf HH400 EM:4U2 Plus
- 5 eingebaute Polymerisationslampe (Aushärtungslicht) mit zwei Stufen
- 6 3-Wege-Spritze (Wasser, Luft und Gemischt aus Wasser und Luft)
- 7 Absaugungssystem für Katze und Hunde
- 8 Mikromotor-Bedienung per Touch-Pad

9 Patientenkommunikation und Beratung:

OSAVision Full HD 22 Zoll Monitor mit Intraoral-Kamera: Zeigen Sie dem Tierbesitzer, wo der Schmerz lokalisiert ist.

Ein Novum für Tier Zahnärzte, wodurch Ihre fachliche Beratung für die Tierbesitzer noch verständlicher wird!

10 Integrierte Behandlungsleuchte/6 LED OP-Leuchte

mit 6 LEDs und 20.000-42.100 Lux

mit Infrarot-Sensor für gelbes Licht

Zusatzinformationen:

Die neue Behandlungseinheit ist kompatibel mit NSK-Equipment und wird inklusive eines gratis Turbinen-Startersets ausgeliefert.

Gratis Turbinen-Starterset:

Winkelstück rot 1:5 mit LED-Licht

Winkelstück blau 1:1 mit LED-Licht

Highspeed Turbine mit LED-Licht

Handstück blau mit 1:1 LED-Licht

inkl. 5 Jahre Garantie



Mikromotor



Scaler mit LED-Licht



Woodpecker Scaler Aufsätze



Highspeed Turbine



1:1 LED Winkelstück



1:5 LED Winkelstück



1:1 LED Handstück



Fußpedal



Highspeed Turbine



Polymerisationslicht

Gratis
Ausstattung für alle
Dentaleinheiten*



**HIGHSPEED TURBINE
FORL/CATS**

High-Speed Dental Luftturbine für FORL/KATZEN/CATS
Mini head, Push button, Fiber optic, 3 hole Spray
Head size: Ø9,0 x Ø10,60 mm, Speed 380 000 - 450 000 rpm, Noise ≤70 dB



**HIGHSPEED TURBINE
DOG M**


High-Speed Dental Luftturbine für Hunde / Dogs M
Standard head, Push button, Fiber optic, 3 hole Spray, Anti-Retraktion
Head size: Ø10,8 x Ø13,00 mm, Speed 380 000 - 380 000 rpm, Noise ≤70 dB



**HIGHSPEED TURBINE
DOG L**

High-Speed Dental Luftturbine für Hunde / Dogs L
Big head, Push button, Fiber optic, 3 hole Spray, Anti-Retraktion
Head size: Ø12,5 x Ø13,00 mm, Speed 300 000 - 380 000 rpm, Noise ≤70 dB

**Die neuen Bohrer-Sets
für Tierzahnärzte**



Wir haben **drei qualitativ hochwertige Bohrsatz-Sets** entwickelt, die auf der jahrelangen, täglichen Erfahrung in der dentalen Chirurgie bei Kleintieren basieren. Ziel dieser Entwicklung war und ist es, mittels dem jeweils adäquaten Bohrersatz-Set, den Ablauf einer chirurgischen Extraktion bei Katzen, mittelgroßen und großen Hunde zu optimieren.
Da der Eingriff mit dem Bohrer im Mund des Tieres stattfindet, sollten die Bohrer-Aufsätze nur jeweils 1x verwendet werden, um jegliche Kontaminierung zu vermeiden. Darüber hinaus empfehlen wir die Bohrer-Aufsätze nach der Benutzung auszutauschen, um die Qualität des Bohrers nicht zu mindern, weder durch den alltäglichen Gebrauch noch den angewandten Druck mittels dem Winkelstück oder der Highspeed-Turbine.

Ist Tierzahnheilkunde Ihre Passion?



1. BOHRER-SET FÜR KATZEN

Rosenbohrer	FG SS # ¼	Menge 1 Bohrer
Rosenbohrer	FG SS # 4	Menge 2 Bohrer
Rosenbohrer	FG SS # 8	Menge 1 Bohrer
Cross Cut Fissure Taper	FG SS # 33 ½	Menge 1 Bohrer
Cross Cut Fissure Taper	FG # 701	Menge 2 Bohrer
Inverted Conus	FG # 701 L	Menge 2 Bohrer
Cross Cut Fissure Taper	FG # 702	Menge 1 Bohrer

~~€ 56,70~~

€ 48,77

2. BOHRER-SET FÜR KLEINERE HUNDE

Rosenbohrer	FG # 4	Menge 2 Bohrer
Rosenbohrer	FG # 6	Menge 2 Bohrer
Rosenbohrer	FG # 8	Menge 1 Bohrer
Rosenbohrer	FG SS # 35	Menge 1 Bohrer
Cross Cut Fissure Taper	FG # 1558	Menge 1 Bohrer
Cross Cut Fissure Taper	FG # 701 L	Menge 1 Bohrer
Round-end Cross Cut Fissure Tape	FG Surg # 702 L	Menge 2 Bohrer

~~€ 56,70~~

€ 48,77



3. BOHRER-SET FÜR GROSSE HUNDE

Rosenbohrer	FG # 6	Menge 2 Bohrer
Rosenbohrer	FG # 8	Menge 1 Bohrer
Rosenbohrer	FG SS # 35	Menge 1 Bohrer
Round-end Cross Cut Fissure Tape	FG # 1558	Menge 1 Bohrer
Cross Cut Fissure Taper	FG # 702	Menge 1 Bohrer
Cross Cut Fissure Taper	FG # 703	Menge 1 Bohrer
Cross Cut Fissure Taper	FG Surg # 702 L	Menge 1 Bohrer
Cross Cut Fissure Taper	FG Surg # 702 LL	Menge 2 Bohrer

~~€ 56,70~~

€ 48,77

JAHRESPACKUNG - 4 X 3 BOHRERSETS

~~€ 680,40~~

€ 540,00

Die ORISA Bohrer sind jeweils 10er-Set verfügbar, zusätzlich erhalten Sie den Ständer gratis.

Goldene Bohrer-Ständer	(Rosenbohrer)
Pinke Bohrer-Ständer	(Cross-Cut-Fissure Taper)
Pinke Bohrer-Ständer	(Rund-End Cross Cut Fissure)
Schwarze Bohrer-Ständer	(Inverted Cone)
Silver Bohrer-Ständer	(Surg Extraction)

BEZEICHNUNG	BOHRERTYP	LÄNGE	PREIS
1.- ROUND	FG SS # ¼	16 mm	48,77 €
2.- ROUND	FG SS # 4	16 mm	48,77 €
3.- ROUND	FG # 6	19 mm	48,77 €
4.- ROUND	FG # 8	19 mm	48,77 €
5.- CROSS-CUT-FISSURE TAPER	FG # 701	19 mm	48,77 €
6.- CROSS-CUT-FISSURE TAPER	FG # 701 L	19 mm	48,77 €
7.- CROSS-CUT-FISSURE TAPER	FG # 702	19 mm	48,77 €
8.- CROSS-CUT-FISSURE TAPER	FG # 702 L	19 mm	48,77 €
9.- CROSS-CUT-FISSURE TAPER	FG # 703	19 mm	48,77 €
10.- RUND-END CROSS CUT FISSURE	FG # 1558	19 mm	48,77 €
11.- INVERTED CONE	FG # 33 ½	19 mm	48,77 €
12.- SURG Extraction	FG # 702 L	25 mm	48,77 €
13.- SURG Extraction	FG # 702 LL	25 mm	48,77 €

